



Adquiera una scooter de 4 ruedas con un radio de giro de 3 ruedas, con el giro inteligente patentado Zero Turn 8. Circule por esquinas estrechas y espacios reducidos sin esfuerzo con un radio de giro de 972 mm. Ilumine su paseo con una brillante luz led. Los motores duales y la suspensión CTS garantizan un manejo suave y cómodo.



- Rojo
- Azul
- Negro



### DATOS TÉCNICOS

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| CAPACIDAD DE PESO                | 120 kg                     |
| VELOCIDAD MÁXIMA <sup>1</sup>    | Hasta 6,5 km/h             |
| RADIO DE GIRO                    | 1385 mm                    |
| LONGITUD TOTAL <sup>2</sup>      | 1022 mm                    |
| ANCHURA TOTAL <sup>2</sup>       | 490 mm                     |
| RUEDAS DELANTERAS                | Macizas 8"                 |
| RUEDAS TRASERAS                  | Macizas 8"                 |
| PESO TOTAL SIN BATERÍAS          | 28,8 kg                    |
| BATERÍAS NECESARIAS <sup>3</sup> | Cantidad: 1<br>Tipo: Litio |