



R82



Altura del usuario
800-1800 mm



Peso máximo
80 kg



Entorno
Interior y exterior

Crocodile®


Crocodile es un andador para niños con discapacidad, que necesitan una asistencia suplementaria en su caminar diario. Crocodile está disponible en 3 tallas.

Lo más destacado de Crocodile




Altura regulable

Altura fácilmente ajustable sin utilizar herramientas.



Empuñaduras multiajustables

Permiten aumentar la altura y la anchura. Colocar las empuñaduras cerca del cuerpo proporciona mayor soporte y una mejor postura para andar.



Antirretroceso en ruedas posteriores

El bloqueo de la marcha atrás en las ruedas posteriores se utiliza en niños con menor equilibrio y control.



Chasis plegable

Facilita el almacenamiento y transporte de cocodrilo.



Estándar

Asas ajustables en anchura y altura, chasis de aluminio ligero y duradero - tamaños 1 y 2, chasis estable de acero y aluminio - tamaño 3, almohadillado y funda parte superior chasis, ruedas delanteras y traseras macizas, ruedas delanteras giratorias con direccionador, freno de fricción ajustable (ruedas traseras), sistema antirretroceso on/off.

Opciones

Tallas

- Talla 1
- Talla 2
- Talla 3

Colores del chasis



Amarillo,
Para talla 1



Naranja,
Para talla 2



Negro metal-
izado,
Para talla 2



Gris antracita,
Para talla 3













Crocodile talla 1



Crocodile talla 3

Medidas

		1	2	3
	Altura suelo-empuñadura	420-560 mm	550-690 mm	690-870 mm
	Altura del usuario	1150 mm	1500 mm	1800 mm
	Carga máxima	30 kg	45 kg	80 kg
	Longitud	720 mm	840 mm	870 mm
	Anchura total	620 mm	690 mm	690 mm
	Longitud plegado	720 mm	860 mm	1000 mm
	Anchura plegado	620 mm	690 mm	690 mm
	Altura plegado	310 mm	270 mm	290 mm
	Radio de giro	1000 mm	1140 mm	1140 mm
	Peso	5,5 kg	6,5 kg	12 kg


Medidas adicionales en nuestra web

Bueno saber

Crocodile es nuestro andador posterior, que permite a los niños con discapacidades moderadas ponerse en pie y caminar, ayudándoles a tener más y mejor movilidad. Los accesorios proporcionan el soporte exacto lo que es necesario para que el usuario se sienta seguro e independiente.



Accesorios




Frenos de mano
86834/86873



Soporte para antebrazo con empuñadura
86858/59/60




Posicionador almohadillado para antebrazos
869370



Barra transversal para accesorios posteriores (T3)
86880




Soportes de cadera, modelo Gator
8680x




Soportes de cadera
86819




Cincha para soportes de cadera Gator
Sn4016



Soporte posterior
86816



Soporte posterior, ajustable (T3)
86886



Asiento
8682x, 86863




Calzón
8682x



Tope para manos
86861

Medidas adicionales en nuestra web

13




Bolsa portaobjetos (T1 y T2)
86839

14



Bolsa portaobjetos (T3)
86843

15



Antivuelco, pivotante
86815 (1-2), 86815-3S (3)

16



Asa para asistente
86866



River, 4 años

Mira a River andando en un Crocodile talla 1, también disponible en talla 2.

