

WHILL Model F



WHILL

Ya está aquí la silla eléctrica de viaje perfecta.

Ligera, plegable, manejable. El modelo F le permite explorar su mundo con una mayor movilidad e independencia. Experimente el mismo rendimiento y la tecnología inteligente por las que es conocida WHILL con un diseño plegable.



Diseño plegable

Transporte fácilmente el modelo F en buses, trenes y aviones, o en el maletero de un coche o un taxi.*



Si no se utiliza, el modelo F se puede almacenar cómodamente en un armario o en un rincón apartado de la estancia.



*El modelo F no se debe utilizar como asiento mientras se transporta.

La información incluida en este documento es correcta en el momento en el que se ha imprimido y nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Ligero

Con un peso de tan solo 24 kg, el modelo F es una de las sillas eléctricas más ligeras del mercado actual.**



Velocidad superior



Rango



Superación de obstáculos



Radio de giro de 780 mm para giros cerrados

Conexión inteligente

La aplicación WHILL le permite comprobar la información principal del vehículo y conducir el modelo F de forma remota.



Conduzca de forma remota, bloquee/desbloquee la silla y configure los ajustes de velocidad a través de la aplicación WHILL para smartphones.

Conducir con total tranquilidad

Participe en actividades y disfrute de su entorno con la certeza de que el modelo F le mantendrá a salvo cuando conduzca.



Suba y baje de forma segura pendientes de 10°.



**El peso es de 26,7 kg, si no se retira la batería. La batería pesa 2,7 kg.

Nota: El rango de conducción de 20 km variará debido al peso del usuario, la superficie de conducción, el terreno, la temperatura ambiente, el ajuste de velocidad y, la carga y el estado de la batería.

Personalización

Elija entre cinco colores y una gran selección de accesorios para combinar con su estilo personal y mejorar su experiencia de conducción.

Opciones de color



- Blanco ● Negro ● Verde claro
- Rojo ● Azul claro



El controlador se puede colocar al lado izquierdo o derecho.

Accesorios



Batería



Cargador de batería



Cinturón subabdominal



Joystick



Cesta



Porta bastones



Funda protectora

Especificaciones

Autonomía	Hasta 20 km
Plegable	Sí
Radio de giro	780 mm
Tamaños de asiento disponibles	18"
Ancho del vehículo	555 mm / 605 mm
Peso del vehículo	26,7 kg
Aplicación activada	Sí, con control remoto
Capacidad de peso máxima	Hasta 115 kg
Batería	lones de litio (25,3 V 10 Ah)

Velocidad máxima***	6 km/h
Máx. inclinación	10°
Superación de obstáculos	35 mm
Ancho entre reposabrazos	Ajustable: 2 posiciones (16", 18")
Longitud del vehículo	935 mm (465 mm cuando está plegado)
Tiempo de carga	~ 5 horas
Aprobado para viajes aéreos	Sí
Brazo intercambiable	Sí
Cubiertas	5 colores
Resistencia al agua	IPX4

***La aceleración o desaceleración puede cambiar si se conduce en pendientes pronunciadas.

WHILL Europe B.V.

Johan Cruijff Boulevard 61, 1101 DL, Amsterdam,
Países Bajos info@whill-europe.com www.whill.inc

